



ISTRUZIONI PER L'USO

Silk'n SensEpil™ è un apparecchio potente. In quanto tale, deve essere usato facendo speciale attenzione alla sicurezza.



Tenere lontano dagli occhi!



Non usare Silk'n SensEpil™ su pelle abbronzata o dopo essere stati esposti recentemente al sole! Un uso di questo tipo può causare serie scottature o ferite alla pelle.

Non Sicuro!



Non usare Silk'n SensEpil™ su pelle naturalmente scura!



Leggi tutte le avvertenze e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso, e seguile scrupolosamente quando usi Silk'n SensEpil™!

Nota! Silk'n SensEpil™ può non essere efficace su peli naturalmente bianchi o chiari.

Programma la tua depilazione con Silk'n SensEpil™ per ottenere i risultati migliori.

Piano tipico di depilazione con Silk'n SensEpil™ durante un ciclo completo di crescita dei peli:

- Le prime 3-4 sedute di depilazione con Silk'n SensEpil™ saranno a circa due settimane di distanza una dall'altra.
- Le sedute di depilazione 5-7 con Silk'n SensEpil™ saranno a circa quattro settimane di distanza una dall'altra.
- Successivamente, generalmente userai di nuovo Silk'n SensEpil™ di tanto in tanto se e quando necessario, fino al raggiungimento di risultati a lungo termine.

Mantenimento tipico con Silk'n SensEpil™ dopo aver raggiunto una depilazione a lungo termine:

A causa di cambiamenti ormonali o fisiologici di altro tipo follicoli dei peli che si trovavano in stato latente possono diventare attivi. Di tanto in tanto possono rendersi necessarie ulteriori sedute di depilazione con Silk'n SensEpil™ per mantenere i risultati raggiunti.

Copyright 2008 © Home Skinovations Ltd. Tutti i diritti riservati.

Data di stampa: Aprile 2009

Home Skinovations Ltd. si riserva tutti i diritti di fare modifiche nei suoi prodotti o specificazioni per migliorare la prestazione, l'affidabilità, o la produttività. Le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd. sono ritenute accurate e fidate al momento della pubblicazione. Tuttavia, Home Skinovations Ltd. non si assume nessuna responsabilità per il loro uso. Non è stata rilasciata nessuna licenza implicita o di altro tipo in base a nessun brevetto o diritto di brevetto di Home Skinovations Ltd.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in nessun formato o con nessun mezzo, elettronico o meccanico, per nessuno scopo, senza il permesso esplicito scritto di Home Skinovations Ltd.

I dati sono soggetti a modifica senza preavviso.

Home Skinovations Ltd. possiede brevetti e applicazioni con brevetto in corso di registrazione, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali che coprono il soggetto di questo documento. Il fornire questo documento non conferisce nessuna licenza a questi brevetti, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali eccetto come esplicitamente stabilito in accordi scritti da Home Skinovations Ltd. Le specificazioni sono soggette a modifica senza preavviso.

Home Skinovations Ltd. Apolo Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Indice

| | |
|---|----|
| 1. Cos'è Silk'n SensEpil™ | 4 |
| 1.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n SensEpil™ | 4 |
| 1.2. Contenuto della confezione..... | 4 |
| 1.3. L'Unità della Lampadina Usa e Getta..... | 5 |
| 2. Uso Previsto di Silk'n SensEpil™ | 5 |
| 2.1. Uso previsto di Silk'n SensEpil™ | 5 |
| 3. Sicurezza usando Silk'n SensEpil™ | 5 |
| 4. Controindicazioni | 6 |
| 5. Quando evitare di usare Silk'n SensEpil™ | 7 |
| 6. Precauzioni – Come usare Silk'n SensEpil™ in modo sicuro | 8 |
| 7. Ridurre il rischio di ferite | 9 |
| 8. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n SensEpil™ | 8 |
| 9. Depilazione a Lungo Termine con Silk'n SensEpil™ | 12 |
| 9.1. In che modo la luce rimuove i peli?..... | 12 |
| 9.2. Come influisce il ciclo della crescita dei peli sulla depilazione basata su luce?..... | 12 |
| 9.3. Programma la tua depilazione con Silk'n SensEpil™ per ottenere i risultati migliori..... | 13 |
| 10. Primi passi con Silk'n SensEpil™ | 10 |
| 10.1. Impostazione di Silk'n SensEpil™..... | 10 |
| 10.2. Primo trattamento con Silk'n SensEpil™..... | 14 |
| 10.3. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n SensEpil™?..... | 16 |
| 10.4. Dopo il trattamento con Silk'n SensEpil™..... | 16 |
| 11. Manutenzione di Silk'n SensEpil™ | 17 |
| 11.1. Pulizia di Silk'n SensEpil™..... | 17 |
| 11.2. Sostituzione dell'UNITÀ DELLA LAMPADINA..... | 17 |
| 12. Soluzione di problemi | 18 |
| 12.1. "Il mio Silk'n SensEpil™ non si accende"..... | 18 |
| 12.2. "Quando premo l'INTERRUTTORE DI IMPULSO non viene emessa una luce"..... | 18 |
| 13. Servizio di Assistenza Clienti | 18 |
| 14. Domande Frequenti | 19 |
| 15. Specificazioni | 21 |
| 16. Etichette | 22 |
| Dichiarazione di Conformità della CE | 23 |

Prima di usare Silk'n SensEpil™ per la prima volta, leggi questo Manuale per l'Utente dall'inizio alla fine. Fai particolare attenzione ai paragrafi che parlano delle procedure per l'uso dell'apparecchio, dell'azionamento dell'apparecchio, e di procedure da eseguire dopo l'uso. Ti raccomandiamo di conoscere bene questo Manuale per l'Utente e di rileggerlo prima di ogni uso di Silk'n SensEpil™.




Silk'n SensEpil™ è un apparecchio elettrico potente. In quanto tale, deve essere usato facendo particolare attenzione alla sicurezza. Si prega di leggere tutti gli avvisi e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso, e seguirli scrupolosamente usando Silk'n SensEpil™.

1. Prima di Cominciare

Silk'n SensEpil™ è un apparecchio basato sulla luce per depilazione a lungo termine destinato a uso casalingo.

1.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n SensEpil™

Il tuo Silk'n SensEpil™ consiste di un'UNITÀ DI BASE con un PANNELLO DI CONTROLLO, un APPLICATORE e un'UNITÀ DI LAMPADINA USA E GETTA. Sull'APPLICATORE di Silk'n SensEpil™ puoi trovare il PULSANTE DI IMPULSO. L'UNITÀ DI LAMPADINA USA E GETTA si trova sulla PUNTA DELL'APPLICATORE.



- | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| ① UNITÀ DI BASE | ⑩ INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/STANDBY | ⑭ PULSANTE DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA | ⑮ LUCE INDICATRICE DI AVVISO DEL SISTEMA |
| ② PANNELLO DI CONTROLLO | ⑪ LUCE INDICATRICE DI STANDBY | ⑮ LUCE INDICATRICE DEL LIVELLO DI ENERGIA | ⑯ PULSANTE DI IMPULSO |
| ③ APPLICATORE | ⑫ LUCE INDICATRICE DI ACCENSIONE | ⑯ LUCE INDICATRICE DI SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ | ⑰ UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA |
| ④ UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA | ⑬ LUCE INDICATRICE DI STATO DI PRONTO | ⑰ LUCE INDICATRICE DI AVVISO DELLA TONALITÀ DELLA PELLE | ⑱ PUNTA DELL'APPLICATORE |

1.2. Contenuto della confezione

Quando apri la confezione di Silk'n SensEpil™, trovi le parti seguenti:

- L'UNITÀ DI BASE e L'APPLICATORE di Silk'n SensEpil™
- Un filo CA
- Questo Manuale per l'Utente
- Un DVD di spiegazioni

1.3. L'Unità della Lampadina Usa e Getta

L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA di Silk'n SensEpi™ può emettere 750 impulsi di luce (indipendentemente dal livello di energia di questi impulsi). Per un corpo di medie dimensioni, 750 impulsi di luce possono coprire per esempio: una seduta per il trattamento di 2 gambe, 2 braccia, 2 ascelle e la linea del bikini. Oppure, due sedute per il trattamento di 2 gambe e 2 ascelle. Oppure dieci sedute per il trattamento di 2 ascelle e la linea del bikini.

Secondo le zone del corpo che desideri trattare, un trattamento tipico richiederà l'uso da una a sette UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA durante il primo anno di uso di Silk'n SensEpi™

2. Uso Previsto di Silk'n SensEpi™

2.1. Uso previsto di Silk'n SensEpi™

Silk'n SensEpi™ è destinato alla rimozione dei peli indesiderati.

Silk'n SensEpi™ può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo.

Zone del corpo ideali per l'uso di Silk'n SensEpi™ comprendono le ascelle, la linea del bikini, braccia e gambe.

3. Sicurezza usando Silk'n SensEpi™

Con Silk'n SensEpi™ la Sicurezza è la cosa più importante.

- **La tecnologia HPL™ di Silk'n SensEpi™ - Sicurezza Superiore con il livello di energia più basso**
La tecnologia Home Pulsed Light™ può ottenere risultati a lungo termine nella depilazione, usando una piccola parte dell'energia usata da altra attrezzatura per la depilazione. La bassa energia usata da Silk'n SensEpi™ riduce il rischio che l'uso dell'apparecchio causi danni o complicazioni, e contribuisce alla tua sicurezza generale.
- **Silk'n SensEpi™ protegge la tua pelle**
La depilazione basata sulla luce non è adatta per tonalità di pelle naturalmente scure o pelle abbronzata. Silk'n SensEpi™ arriva con un **SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE** incorporato, progettato per misurare la carnagione della superficie cui viene applicato e consentire l'applicazione solo su carnagioni adatte. Questa caratteristica unica di sicurezza non consentirà di eseguire trattamenti nei posti nei quali la pelle è troppo scura o abbronzata.
Inoltre, le 2 **LENTI OTICHE** da 3 cm² attraverso le quali sono erogati gli impulsi di luce sono rientrate nell'**UNITÀ DELLA LAMPADINA** nella **PUNTA DELL'APPLICATORE**. Questo consente a Silk'n SensEpi™ di proteggere la tua pelle evitando un contatto diretto fra le **LENTI OTICHE** e la pelle.
- **Silk'n SensEpi™ protegge**
i tuoi occhi L'**APPLICATORE** di Silk'n SensEpi™ ha una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che non sia emesso un impulso di luce quando L'**APPLICATORE** è rivolto verso l'aria. L'interruttore di sicurezza viene attivato solo quando la **PUNTA DELL'APPLICATORE** è a contatto con il tessuto.

4. Controindicazioni

Importanti Informazioni di Sicurezza – Leggere Prima dell'Uso

Silk'n SensEpil™ non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle informazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell'uso. Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati puoi anche vedere www.silkn.eu or www.silkn.com.

Se non sei certo se Silk'n™ sia sicuro per essere usato da te, chiedi al tuo medico o dermatologo!

- **NON USARE Silk'n SensEpil™ su una carnagione naturalmente scura!**

Silk'n SensEpil™ rimuove peli indesiderati influenzando in modo selettivo sul pigmento del pelo. Quantità diverse del pigmento esistono anche nel tessuto cutaneo circostante. La quantità di pigmento nella pelle di una certa persona, che si manifesta nella sua carnagione, determina il grado di rischio cui è esposta usando qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce.

Trattare pelle scura con Silk'n SensEpil™ può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

Nel Silk'n SensEpil™ è incorporato un *SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE* unico che misura la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto durante la seduta. Il *SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE* assicura che vengano emessi impulsi solo su tonalità di pelle adatte.



NON PROVARE A USARE Silk'n SensEpil™ su pelle naturalmente scura!

Non funzionerà!

Vedi la tabella del colore della pelle all'interno della copertura.

- **NON USARE Silk'n SensEpil™ su pelle abbronzata o dopo essere stata esposta recentemente al sole!**

Pelle abbronzata, specialmente dopo l'esposizione al sole, contiene grandi quantità del pigmento Melanina. Questo succede per tutti i tipi di pelle e tutte le carnagioni, compresi quelli che non sembrano abbronzarsi velocemente. La presenza di grandi quantità di Melanina espone la pelle a un rischio maggiore quando si usa qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce.

L'uso di Silk'n SensEpi™ su pelle che è stata esposta recentemente alla luce del sole può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).



NON PROVARE A USARE Silk'n SensEpi™ su pelle abbronzata o dopo essere stata esposta recentemente al sole! Un uso di questo tipo può causare scottature gravi o ferite alla pelle. Evita di esporti al sole per 4 settimane prima del trattamento con Silk'n SensEpi™!

- **Tenere lontano dagli occhi!**

L'applicazione di un impulso di Silk'n SensEpi™ agli occhi può causare gravi ferite agli occhi.



Tenere lontano dagli occhi!

- **L'uso di Silk'n SensEpi™ su viso e collo non è consigliato.**

L'apparecchio Silk'n SensEpi™ non è efficace su pelli naturalmente bianchi, grigi, biondi e rossi. Se i peli del tuo corpo sono di uno di questi colori, Silk'n SensEpi™ non funzionerà nel tuo caso.

5. Quando evitare di usare Silk'n SensEpi™

Certe condizioni possono impedire temporaneamente l'uso di Silk'n SensEpi™. NON USARE Silk'n SensEpi™ se una delle condizioni seguenti è valida per te al momento

- Se sei incinta o allatti.
- Se sei stata esposta al sole forte o a una macchina per abbronzatura artificiale nel corso degli ultimi 28 giorni.
- Se hai un tatuaggio o un trucco permanente nella zona da trattare.
- Se hai macchie marron scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche nella zona da trattare.

Se hai eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni attive, come herpes, nella zona da trattare. Attendi che la zona malata guarisca prima di usare Silk'n SensEpi™.

- Se hai una storia di formazione di cheloidi, sai di essere sensibile alla luce (fotosensibilità) o prendi medicine che rendono la pelle più sensibile alla luce, compresi agenti anti-infiammatori non-steroidali, (come aspirina, ibuprofen, paracetamolo), tetraciline, fenotiazine, tiazide, diuretici, sulfonilurea, sulfonamidici, DTIC, fluorouracil, vinblastine, griseofulvin, Acidi Alfa-Idrossi (AHA), Acidi-Idrossi (BHA), Retin-A®, Accutane® e/o retinoidi topici.

- Se sei curata o sei stata curata recentemente con Acidi Alfa-Ildrissi (AHA), Acidi Beta-Ildrissi (BHA), Retin-A®, retinoidi topici o acido azelaico.
- Se hai condizioni della pelle anormali, causate da diabete, per esempio, o altre malattie sistemiche o metaboliche
- Se sei stata curata con Accutane® (isotretinoina) durante gli ultimi 6 mesi.
- Se hai tenuto un regime a steroidi durante gli ultimi 3 mesi.
- Se hai una storia di scoppi di herpes nella zona del trattamento, salvo nel caso tu abbia consultato il tuo medico e ricevuto un trattamento preventivo prima di usare Silk'n SensEpi™.
- Se soffri di epilessia.
- Se hai un impianto attivo, come un pacemaker; un dispositivo per incontinenza, pompa per insulina, ecc.
- Se hai una malattia collegata con la fotosensibilità, come porfiria, eruzione di luce poliformica, orticaria solare, lupus, ecc.
- Se hai una storia di cancro alla pelle o aree di malignità potenziali della pelle.
- Se hai ricevuto una radioterapia o chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.
- Se hai qualsiasi altro problema che a parere del tuo medico fa sì che il trattamento non sia sicuro per te.

Se non sei sicura se Silk'n SensEpi™ è sicuro per essere usato da te, consultati con il tuo medico o dermatologo.

6. Precauzioni – Come usare Silk'n SensEpi™ in modo sicuro

- **Scegli ATTENTAMENTE i livelli di energia da usare!**

Il livello di energia si riferisce all'intensità dell'impulso di luce che viene proiettato sulla tua pelle durante l'uso, dal livello più basso (-) al livello più alto (+). Le *LUCE DI INDICAZIONE* sul *PANNELLO DI CONTROLLO* indicano il livello di energia al quale è impostato l'apparecchio. Quando il livello di energia sale, migliorano i risultati di Silk'n SensEpi™ ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali (vedi "Effetti Collaterali Possibili" più sotto).

Comincia sempre il primo uso di Silk'n SensEpi™ usando il valore del livello di energia più basso (una luce a "-").

Solo se provi poco o nessuno fastidio durante e dopo l'uso di Silk'n SensEpi™ al valore di energia più basso, aumenta il livello di energia di una *LUCE DI INDICAZIONE* la volta successiva che usi Silk'n SensEpi™, e così via per ogni successiva seduta di depilazione.

Per istruzioni dettagliate sull'impostazione del livello di energia, vedi "Livello di Energia" nel paragrafo "Primo trattamento con Silk'n SensEpi™".

- **Evita effetti collaterali negativi!**

Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!

Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!

Se si formano vesciche sulla pelle, o se la pelle brucia, SMETTI IMMEDIATAMENTE DI USARLO!

- **Evita complicazioni dopo l'uso di Silk'n SensEpi™!**

Non esporre parti trattate della pelle al sole!

Esposizione al sole comprende esposizione costante non protetta alla luce del sole diretta per più di 15 minuti, o esposizione non protetta costante a luce del sole diffusa per più di 1 ora. Per proteggere pelle trattata di recente quando ti esponi alla

luce del sole, non dimenticare di applicare con cura un filtro solare SPF 30 o superiore, per 2 settimane dopo ogni seduta di depilazione.

Radi sempre la zona che deve essere trattata e accertati che la pelle sia pulita e asciutta prima di usare Silk'n SensEpi™.

Copri voglie della pelle e tatuaggi prima dell'applicazione di Silk'n SensEpi™.

Copri macchie marron scuro o nere, come grandi lentiggini, voglie della pelle, nei o verruche prima dell'applicazione di Silk'n SensEpi™.

- Non guardare mai direttamente la luce che arriva dall'APPLICATORE e dall'UNITÀ DELLA LAMPADINA di Silk'n SensEpi™.
- Non usare Silk'n SensEpi™ sui capezzoli o gli organi genitali (maschili o femminili).
- Non usare Silk'n SensEpi™ su nessuna parte del corpo nella quale puoi volere avere peli successivamente.
- Non usare Silk'n SensEpi™ per nessun altro scopo salvo la depilazione.
- Non puntare mai l'APPLICATORE di Silk'n SensEpi™ provando a emettere impulsi di luce verso uno spazio aperto. Assicurati sempre che l'APPLICATORE punti verso la pelle, e sia completamente a contatto con essa, durante l'applicazione.
- Rimuovi l'APPLICATORE di Silk'n SensEpi™ dalla pelle se la pelle o l'APPLICATORE sono troppo caldi.
- Non usare mai liquidi infiammabili come alcool (compresi profumi, prodotti sanitari, o altri prodotti che contengono alcool), o acetone per pulire la pelle prima di usare Silk'n SensEpi™.
- L'uso di Silk'n SensEpi™ può causare cambiamenti temporanei della pigmentazione (vedi sotto "Effetti Collaterali Possibili).
- Tieni questo dispositivo fuori dalla portata di bambini. Non usare Silk'n SensEpi™ su bambini o lasciare che bambini lo usino.

7. Ridurre il rischio di ferite

Come qualsiasi apparecchio elettrico, devono essere prese certe precauzioni per assicurare la tua sicurezza durante l'uso di Silk'n SensEpi™.

- Silk'n SensEpi™ è un apparecchio elettrico. In quanto tale deve essere tenuto sempre lontano dall'acqua.
Non mettere o conservare Silk'n SensEpi™ in un posto dal quale può cadere o essere spinto in una vasca, lavandino o in qualsiasi altro contenitore di acqua. Non metterlo dentro, o farlo cadere in acqua o in qualsiasi altro liquido.
Questo potrebbe causare una grave elettrocuzione.
Non usare Silk'n SensEpi™ quando fai il bagno.
Non usare Silk'n SensEpi™ se è bagnato o umido.
Non provare a prendere Silk'n SensEpi™ se è caduto in acqua.
Stacca Silk'n SensEpi™ dalla corrente immediatamente se è caduto in acqua.



Tieni Silk'n SensEpi™ lontano dall'acqua.

- Non aprire mai Silk'n SensEpi™!
Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n SensEpi™. Aprire Silk'n SensEpi™ può esporti a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuno di questi può causare gravi danni al corpo e/o ferite permanenti.



Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n SensEpil™. Solo centri di riparazione Silk'n SensEpil™ autorizzati possono fare riparazioni.

- Provare a aprire Silk'n SensEpil™ può anche danneggiare l'apparecchio e annullerà la garanzia. Contatta il servizio di assistenza clienti di Silk'n SensEpil™ se hai un apparecchio rotto o danneggiato che ha bisogno di riparazione.
- Usa Silk'n SensEpil™ solo per l'uso cui è destinato e come descritto in questo manuale.
- Silk'n SensEpil™ non deve mai essere lasciato senza sorveglianza quando inserito in una presa.
- Non azionare Silk'n SensEpil™ se ha un filo o una presa danneggiati, e tieni il cavo di alimentazione lontano da superfici calde.
- Non usare Silk'n SensEpil™ se vedi o senti l'odore di fumo quando è in uso.
- Non usare Silk'n SensEpil™ se non funziona correttamente o se sembra danneggiato.
- Non usare Silk'n SensEpil™ se la ventola nell'APPLICATORE è rotta, viene via o è mancante.
- Non usare Silk'n SensEpil™ se il SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE nel suo APPLICATORE è incrinato o rotto.
- Non usare Silk'n SensEpil™ se il rivestimento esterno è incrinato o rotto.
- Non usare Silk'n SensEpil™ con un'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA danneggiata, o se le sue LENTI OTTICHE sono incrinati, scheggiate o mancanti.
- Stacca sempre Silk'n SensEpil™ dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso.
- Stacca Silk'n SensEpil™ dall'elettricità prima di pulirlo.
- Non usare Silk'n SensEpil™ con nessun accessorio non raccomandato da Home Skinovations Ltd.

8. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n SensEpil™

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate con l'uso di Silk'n SensEpil™ sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso casalingo, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di depilazione a luce pulsata progettati per uso casalingo.

| Evento Negativo | Probabilità dell'Evento Negativo | Effetto Negativo | Probabilità dell'Effetto Negativo |
|---|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| Impulsi multipli accumulati uno sull'altro o sovrapposti sullo stesso posto della pelle | Minimo | Fastidio Minimo alla Pelle | Minimo |
| | | Rossore della Pelle | Minimo |
| | | Maggiore Sensibilità della Pelle | Minimo |
| | | Fente e scottature | Raro |
| | | Cicatrici | Raro |
| | | Cambiamenti di Pigmentazione | Raro |
| | | Rossore e Gonfiore Eccessivo | Raro |
| | | Infezione | Trascurabile |
| | | Lividi | Trascurabile |
| | | | |

- **Fastidio Minimo alla Pelle**

Nonostante la depilazione con luce pulsata casalinga sia generalmente tollerata molto bene, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l'uso, generalmente descritto come una lieve sensazione di puntura nelle zone di pelle trattate. La sensazione di puntura dura finché dura l'applicazione stessa o pochi minuti dopo.

Qualsiasi cosa al di là di questo fastidio minimo non è normale e significa che non devi continuare a usare Silk'n SensEpil™ perché non sei in grado di tollerare l'applicazione di depilazione, o che l'impostazione del livello di energia è troppo alto.

- **Rossore alla Pelle**

La tua pelle può diventare rossa subito dopo l'uso di Silk'n SensEpil™ o nell'arco di 24 ore dopo l'uso di Silk'n SensEpil™. Il rossore generalmente scompare entro 24 ore. Consulta il tuo medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.

- **Maggiore Sensibilità della Pelle**

La pelle della zona trattata è più sensibile e di conseguenza si può avere la pelle secca o che si squama.

- **Ferite e Scottature della Pelle**

Molto raramente, possono avere luogo scottature o ferite dopo l'applicazione. La scottatura o ferita possono richiedere alcune settimane per guarire, e, in casi molto rari, possono lasciare una cicatrice permanente visibile.

- **Cicatrici**

Nonostante sia molto raro, possono formarsi cicatrici permanenti. Generalmente quando si formano cicatrici, hanno la forma di una lesione piatta e bianca della pelle (ipotrofica).

Tuttavia, la cicatrice può essere molto grande e rossa (ipertrofica) o grande e estesa oltre i margini della ferita stessa (cheloide). Possono essere necessari trattamenti estetici successivi per migliorare l'aspetto della cicatrice.

- **Cambiamenti di Pigmentazione**

L'obiettivo di Silk'n SensEpil™ è la radice del pelo, e in particolare le cellule pigmentate del follicolo del pelo e il follicolo del pelo stesso. Ciò nonostante c'è il rischio di una iper-pigmentazione temporanea (maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipo-pigmentazione (sbiancamento) nella zona della pelle circostante. Il rischio di cambiamenti della pigmentazione della pelle è maggiore per persone con tonalità di pelle scura. Generalmente la decolorazione o modifiche del pigmento della pelle sono temporanee e raramente viene causata una iper-pigmentazione o ipo-pigmentazione permanente.

- **Rossore e Gonfiore Eccessivo**

In alcuni casi rari la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone sensibili del corpo. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire entro 2 fino a 7 giorni e devono essere curate con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente, ma evitare di esporsi al sole.


- **Infezione**

L'infezione della pelle è molto rara ma è comunque un rischio possibile in seguito a una scottatura o ferita causata da Silk'n SensEpil™.


- **Lividi**

Molto raramente, l'uso di Silk'n SensEpil™ può causare lividi blu-viola che possono durare da 5 a 10 giorni. Mentre il livido sbiadisce, può esserci una decolorazione marron-ruggine della pelle (iperpigmentazione) che può essere permanente.


9. Depilazione a lungo Termine con Silk'n SensEpi™



Prima dell'applicazione di Silk'n SensEpi™



Durante l'impulso con Silk'n SensEpi™



Dopo l'applicazione di Silk'n SensEpi™

Silk'n SensEpi™ è un apparecchio personale basato sulla luce per depilazione a lungo termine. Il processo di depilazione basata sulla luce e laser è famoso e generalmente accettato. È stato sperimentato nell'uso clinico in tutto il mondo per più di 15 anni come un modo sicuro e efficace di ottenere una riduzione dei peli a lungo termine.

9.1. In che modo la luce rimuove i peli?

La depilazione basata sulla luce si basa sulla teoria della fototermolisi selettiva nella quale viene usata energia ottica per disattivare la crescita del pelo. Per ottenere tale effetto termico la radice del pelo deve assorbire in modo selettivo l'energia di luce e trasformarla in calore. Questa selettività è raggiunta quando l'energia ottica erogata al tessuto è assorbita per la maggior parte dal pigmento della radice del pelo, mentre la pelle e il tessuto circostante rimangono freschi. La melanina è il pigmento della radice del pelo che è responsabile dell'assorbimento della luce, che genera il calore che poi disattiva la crescita del pelo. Di conseguenza più melanina è presente nel pelo (cioè più scuro è il pelo), più luce può venire assorbita e più efficace può essere la luce nella depilazione.

9.2. Come influisce il ciclo della crescita dei peli sulla depilazione basata su luce?

Ogni pelo del nostro corpo passa attraverso le tre fasi del ciclo di crescita del pelo: Anagena, Catagena e Telogena. Queste fasi hanno un impatto importante sul funzionamento del processo di depilazione basata sulla luce.

La fase anagena è quella della crescita mentre la fase Catagena e Telogena sono entrambe fasi di riposo.

Il tempo che occorre per un ciclo completo di crescita del pelo varia da persona a persona e secondo il posto del pelo sul corpo, ma tipicamente è di 18-24 mesi.


In qualsiasi momento la maggior parte dei follicoli del pelo in

qualsiasi zona della pelle sono in fase di riposo. Questi peli in fase di riposo non possono essere influenzati da Silk'n SensEpi™.


Tuttavia, i peli nella fase di crescita Anagena reagiranno alle applicazioni di Silk'n SensEpi™. È importante capire che può essere necessario un ciclo completo di crescita dei peli per ottenere risultati completi di depilazione con Silk'n SensEpi™.




Anagena – Fase di crescita



Catagena – Fase di riposo



Telogena - Fase di riposo



9.3. Programma la tua depilazione con Silk'n SensEpil™ per ottenere i risultati migliori

Un ciclo tipico di crescita del pelo può richiedere da 18 a 24 mesi. Nel corso di questo intervallo di tempo possono essere necessarie più sedute con Silk'n™ SensEpil per ottenere una depilazione duratura. L'efficacia della depilazione varia da persona a persona secondo da zona del corpo, il colore dei peli, e come viene usato Silk'n™ SensEpil.

Programma tipico di depilazione con Silk'n SensEpil™ nel corso di un ciclo completo di crescita del pelo:

- Le prime 3-4 sedute di depilazione con Silk'n SensEpil™ saranno a circa due settimane di distanza una dall'altra.
- Le sedute 5-7 di depilazione con Silk'n SensEpil™ saranno a circa 4 settimane di distanza.
- Successivamente tipicamente userai di nuovo Silk'n SensEpil™ di tanto in tanto se e quando necessario, fino a quando ottieni risultati duraturi.

Questo è un piano di trattamento raccomandato che si stato dimostrato utile per ottenere i risultati migliori, ma puoi programmare il tuo programma di trattamento personale in modo diverso e ottenere ancora risultati soddisfacenti.

Nota che trattare la stessa parte del corpo più frequentemente che ogni due settimane, non migliorerà i risultati della depilazione. Un mantenimento tipico con Silk'n SensEpil™ dopo aver ottenuto una depilazione duratura:

A causa di cambiamenti ormonali e fisiologici di altro tipo, follicoli di peli latenti possono diventare attivi. Possono essere necessarie sedute di depilazione di mantenimento con Silk'n SensEpil™ di tanto in tanto.

Risultato Previsto del Trattamento per la Depilazione

| Tipo di pelle Fitzpatrick | Colore dei Peli | Fluenza della Luce [J/cm²] | Area anatomica del corpo ² | Numero Medio di Trattamenti ¹ | Efficacia (% di depilazione/ricrescita) |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---|
| I-IV | Da marron chiaro a marron | 3-4,5 | Gambe superiori e inferiori | Sedute da 10 a 12, a circa quattro settimane di distanza | 60% di peli in meno |
| | | | Braccia | | 50% di peli in meno |
| | | | Linea del Bikini | | 60% di peli in meno |
| | | | Ascella | | 55% di peli in meno |
| I-IV | Da marron a nero | 3-4,5 | Gambe superiori e inferiori | Sedute da 8 a 10, a circa quattro settimane di distanza | 70% di peli in meno |
| | | | Braccia | | 60% di peli in meno |
| | | | Linea del Bikini | | 70% di peli in meno |
| | | | Ascella | | 65% di peli in meno |

¹ La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare gli schemi di crescita dei peli. Alcuni pazienti possono reagire più velocemente o più lentamente del numero medio di trattamenti.


² Non ci si può aspettare una depilazione duratura con una sola seduta o anche due. Anche la durata del periodo di riposo per i follicoli dei peli dipende dalla zona del corpo.

10. Primi passi con Silk'n SensEpil™

10.1. Impostazione di Silk'n SensEpil™

1. Rimuovi l'UNITÀ DI BASE di Silk'n SensEpil™, l'APPLICATORE e gli altri componenti dalla confezione.
2. Verifica che l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA sia inserita in modo corretto nell'APPLICATORE.
3. Inserisci il cavo di alimentazione nella presa dell'UNITÀ DI BASE di Silk'n SensEpil™.
4. Inserisci l'altra estremità del cavo di alimentazione in una presa elettrica. Si accenderà la LUCE INDICATRICE DI STAND BY.

Il tuo Silk'n SensEpil™ è pronto per l'uso.



10.2. Primo trattamento con Silk'n SensEpil™

La pelle deve essere rasa, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti.

5. Premi **L'INTERRUTTORE DI STANDBY/ACCENSIONE**. Si accenderà la **LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È ACCESO**, e si comincerà a sentire il rumore di un ventilatore (simile al rumore di un fon).

6. Circa 3,5 secondi dopo aver premuto **L'INTERRUTTORE DI STANDBY/ACCENSIONE**, si accenderà la **LUCE CHE INDICA LO STATO DI PRONTO** e l'apparecchio emetterà suoni di bip. L'apparecchio si imposta in modo da emettere impulsi del livello di energia più basso. L'apparecchio è allora pronto affinché tu possa emettere il primo impulso.

7. Se il livello di energia deve essere più alto di quello minimo, premi i **PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA** usando "+" o "-" rispettivamente per diminuire o aumentare il livello di energia, fino all'impostazione del livello di energia desiderato. Le **LUCE INDICATRICI DEL LIVELLO DI ENERGIA** coincidono con l'impostazione del livello di energia. (Vedi cornice "Livello di Energia").

8. Applica con fermezza l'**APPLICATORE** alla pelle, assicurandoti che la pelle sia distribuita in modo uniforme e che l'**APPLICATORE** possa scorrere liberamente. Accertati che la **PUNTA DELL'APPLICATORE** sia completamente a contatto con la pelle.

9. Premi il **PULSANTE DI IMPULSO**. L'apparecchio stabilirà innanzitutto il colore della tua pelle. Se il colore della pelle è abbastanza chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio emetterà un lampo di impulso di luce sulla tua pelle. Vedrai un lampo luminoso di luce e contemporaneamente sentirai un leggero suono, che è un rumore che viene emesso normalmente dall'apparecchio. Puoi provare una lieve sensazione di calore e formicolio Silk'n SensEpil™ si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo. Dopo 3,5 secondi la **LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI PRONTO** si riaccenderà e l'apparecchio emetterà un bip.

Se non vedi un impulso luminoso e la **LUCE INDICATRICE DI AVVERTIMENTO DELLA TONALITÀ DELLA PELLE** si accende per 3 secondi, la tonalità della tua pelle, misurata dal **SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE**, è troppo scura per potere applicare Silk'n SensEpil™ in modo sicuro. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n SensEpil™ (Vedi la cornice: "Il Sensore del Colore della Pelle").

10. Rimuovi la **PUNTA DELL'APPLICATORE** dalla zona di pelle trattata.

11. Sposta la **PUNTA DELL'APPLICATORE** su un'altra zona di pelle. Usa i segni di pressione che l'apparecchio ha appena fatto sulla tua pelle per guidarti a mettere l'impulso successivo nella posizione giusta, evitando sia intervalli che sovrapposizione di impulsi (Vedi cornice "Copertura delle zone di pelle").

Attenzione: Non trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta di depilazione! Trattare la stessa zona della pelle più di una volta per seduta aumenta la probabilità di effetti collaterali negativi.

12. Ripeti il processo cominciando nuovamente dal Passo 5.

Livello di Energia

Il livello di energia determina l'intensità dell'impulso di luce di Silk'n SensEpil™ emesso sulla tua pelle, dal livello più basso (-) a quello più alto (+). **LUCE INDICATRICI** corrispondenti sul **PANNELLO DI CONTROLLO** rappresentano l'aumento di energia. Quando l'energia aumenta, anche i risultati della depilazione migliorano, ma aumenta anche il rischio di effetti collaterali possibili e di complicazioni.

Comincia sempre il tua prima seduta di depilazione con Silk'n SensEpil™ al valore più basso di energia.

Se provi poco o nessun fastidio durante e dopo la seduta di depilazione usando il livello di energia più basso, aumenta il livello di energia di una **LUCE INDICATRICE** durante la seduta successiva, e così via per ogni seduta successiva.



Non aumentare il livello di energia se provi un fastidio anormale durante o dopo il trattamento con Silk'n SensEpi™! (Vedi "Effetti Collaterali Possibili").

Non aumentare il livello di energia nel corso di una seduta di depilazione anche se non provi nessun fastidio: il fastidio può apparire anche qualche tempo dopo la seduta.

Ogni volta che Silk'n SensEpi™ si accende, il livello di energia è azzerato automaticamente e riportato al livello minimo di energia. Si accenderà solo una *LUCE INDICATRICE DEL LIVELLO DI ENERGIA*. Per impostare il livello di energia, premi i Pulsanti Di Impostazione Del Livello Di Energia usando "-" o "+" rispettivamente per diminuire o aumentare il livello di energia. Il numero di *LUCE INDICATRICE DEL LIVELLO DI ENERGIA* coincide con il cambiamento del livello di energia.

Per la tua sicurezza, quando usi Silk'n™ SensEpi per la prima volta, il sistema sarà impostato automaticamente per emettere i primi 50 impulsi al livello di energia più basso, e i 200 impulsi successivi a un livello massimo pari a 3.

Per annullare queste impostazioni di sicurezza premi e tieni premuti i *PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA* "+" e "-" contemporaneamente finché senti 3 "bip" consecutivi.

Per ripristinare queste impostazioni di sicurezza premi e tieni premuti i *PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA* "+" e "-" contemporaneamente finché senti 3 "bip" consecutivi.

Il Sensore del Colore della Pelle

Depilare pelle di tonalità scura usando il sistema basato sulla luce, può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

Per evitare che Silk'n SensEpi™ venga usato in modo scorretto su tonalità scure di pelle, un *SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE* unico di Silk'n SensEpi™ misura la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto nel corso della seduta. Se il *SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE* rileva una tonalità di pelle troppo scura per l'applicazione di Silk'n SensEpi™, l'apparecchio smetterà automaticamente di emettere impulsi.

Se non vedi un impulso luminoso e la *LUCE INDICATRICE DI AVVERTIMENTO DELLA TONALITÀ DELLA PELLE* si accende per 3 secondi, significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal Sensore Del Colore Della Pelle, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n SensEpi™.

Coprire zone di pelle

Gli impulsi di Silk'n SensEpi™ devono essere somministrati in file, cominciando da un'estremità di ogni fila e procedendo sequenzialmente verso l'altra estremità. Questa tecnica permette un controllo migliore, coprendo tutta la pelle, e ti aiuta a evitare di trattare la stessa zona più di una volta o di sovrapporre gli impulsi.

La *PUNTA DELL'APPLICATORE* di Silk'n SensEpi™ è progettata in modo che quando applicata alla pelle, lei segni temporaneamente la pressione sulla zona trattata. Questi segni visibili possono essere usati per stabilire in modo corretto la posizione dell'impulso successivo.





Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!
Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!



Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, **INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!**

10.3. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n SensEpil™

Per molte persone, l'uso di Silk'n SensEpil™ costituisce la loro prima esperienza con un apparecchio basato sulla luce progettato per uso casalingo. Silk'n SensEpil™ è facile da usare, e le sedute di depilazione sono veloci. Durante una seduta di Silk'n SensEpil™ è normale provare e sentire:

- **Un rumore di ventilatore** – la ventola che raffredda Silk'n SensEpil™ fa un rumore simile a quello di un fon. Questo è normale.
- **Un suono durante ogni impulso** – Quando è attivato un impulso di HPL™, è normale sentire un leggero suono contemporaneamente all'apparire della luce.
- **Una pressione leggera dell'APPLICATORE** – questa è necessaria e utile per mettere gli impulsi di luce uno vicino all'altro, e fa parte della caratteristica unica di sicurezza di Silk'n SensEpil™.
- **Una sensazione di calore e formicolio** – durante ogni impulso di luce è normale provare una leggera sensazione di calore e formicolio proveniente dall'energia della luce.
- Ricorda che è importante usare sempre valori bassi di energia per le prime sedute di depilazione. Puoi provare calore per un massimo di un'ora dopo la seduta con Silk'n SensEpil™.
- **Un lieve colore rosso o rosa** – durante o subito dopo la seduta con Silk'n SensEpil™ non è raro vedere del lievissimo colore rosa della pelle. Questo generalmente è visibile soprattutto intorno ai peli stessi.
- Tuttavia se la pelle è molto rossa, con vesciche o brucia, interrompi immediatamente l'uso di Silk'n SensEpil™.

10.4. Dopo il trattamento con Silk'n SensEpil™

- Quando la seduta con Silk'n SensEpil™ finisce spegni Silk'n SensEpil™ premendo *L'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE*. (Accertati di ricordarti l'ultimo valore del livello di energia che hai usato, poiché non sarà ripristinato quando riaccenderai Silk'n SensEpil™).
- Stacca il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
- Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n SensEpil™ dopo ogni seduta di depilazione, specialmente la *PUNTA DELL'APPLICATORE* (Vedi: "Pulizia di Silk'n SensEpil™"). Dopo averlo pulito, si raccomanda di mettere l'apparecchio Silk'n SensEpil™ nella sua confezione originaria, e tenerlo lontano dall'acqua.



Cura della pelle dopo la seduta di depilazione.

Non esporre le zone della pelle trattate al sole. Assicurati di proteggere scrupolosamente la pelle trattata con una protezione contro il sole, durante tutto il periodo della depilazione e per almeno 2 settimane dopo l'ultima seduta con Silk'n SensEpil™.



Effetti collaterali e complicazioni

Alcuni pazienti possono provare cambiamenti nella pigmentazione causati dal trattamento con Silk'n SensEpil™. Questi effetti, se hanno luogo, sono generalmente lievi e temporanei. In caso tu provi qualsiasi complicazione (vedi " Possibili Effetti Collaterali Usando Silk'n SensEpil™) **contatta immediatamente il tuo medico.**

11. Manutenzione di Silk'n SensEpil™

11.1. Pulizia di Silk'n SensEpil™

Si raccomanda di pulire il tuo apparecchio Silk'n SensEpil™, e specialmente la **PUNTA DELL'APPLICATORE**, dopo ogni seduta di depilazione.

- Stacca Silk'n SensEpil™ dalla presa prima di pulirlo.
- Usa un panno asciutto, pulito e un detergente con formula speciale per attrezzatura elettronica per pulire delicatamente la superficie di Silk'n SensEpil™, e specialmente la **PUNTA DELL'APPLICATORE**.

Non immergere mai Silk'n SensEpil™ o una delle sue parti nell'acqua!

11.2. Sostituzione dell'UNITÀ DELLA LAMPADINA

L'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA** di Silk'n SensEpil™ può emettere fino a 750 impulsi luminosi che tipicamente coprono 2 gambe, braccia, ascelle e la linea del bikini. L'intensità dell'impulso è determinata solo dall'impostazione del livello di energia dell'apparecchio. Non c'è un calo di energia durante la vita utile dell'**UNITÀ DELLA LAMPADINA**.

Quando un'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA** ha raggiunto il 90% della sua durata complessiva, la **LUCE INDICATRICE DI SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ SUL PANNELLO DI CONTROLLO** comincerà a lampeggiare, indicando che entro breve tempo sarà necessario sostituire l'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA**.

Quando tutti i 750 impulsi disponibili in un'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA** sono stati usati, la **LUCE INDICATRICE DI SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ** si accenderà stabilmente, indicando che non possono essere emessi altri impulsi. Per continuare la seduta di depilazione, è necessario allora sostituire l'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA**.



Nota: L'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA** deve essere sostituita anche se appaiono grandi macchie dentro di essa o se le sue **LENTI** sono rotte.

Per sostituire un'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA**:

1. Premi l'**INTERRUTTORE DI ACCENSIONE** per spegnere Silk'n SensEpil™.
2. Stacca il cavo di alimentazione dalla presa elettrica.
3. Afferra l'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA** usata da entrambi i lati, estraila dalla sua presa e gettala nella spazzatura normale.
4. Scarta un'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA** nuova.
5. Premi delicatamente l'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA** nuova al suo posto.

Se installata in modo corretto, l'**UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA** balzerà indietro quando premuta e lasciata andare.



12. Soluzione di problemi

12.1. “Il mio Silk’n SensEpi™ non si accende”

- Accertati che il cavo di alimentazione sia collegato in modo corretto all'apparecchio Silk’n SensEpi™.
- Accertati che il cavo di alimentazione sia inserito in una presa elettrica nel muro.

12.2. “Quando premo l'INTERRUTTORE DI IMPULSO non viene emessa una luce”.

Accertati che la *PUNTA DELL'APPLICATORE* sia bene a contatto con la pelle e che venga premuta in modo uniforme e con fermezza alla pelle. Per la tua sicurezza, il *PULSANTE DI IMPULSO* emetterà un impulso solo se la *PUNTA DELL'APPLICATORE* è premuta bene contro la pelle.

- Controlla il *PANNELLO DI CONTROLLO*. Se la *LUCE INDICATRICE DI AVVISO DELLA TONALITÀ DELLA PELLE* si accende per 3 secondi, questo significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal *SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE*, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk’n SensEpi™.
- Controlla la *LUCE INDICATRICE DELLA SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ*. Se è accesa, stacca Silk’n SensEpi™ e sostituisci l'*UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA*.
- Accertati che l'*INDICATORE DELLO STATO DI PRONTO* sia acceso.
 - Se l'*INDICATORE DELLO STATO DI PRONTO* rimane spento dopo 10 secondi, spegni Silk’n SensEpi™ e riaccendolo premendo due volte l'*INTERRUTTORE DI ACCENSIONE*.
 - Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk’n SensEpi™.
- Controlla la *LUCE INDICATRICE DI AVVISO DEL SISTEMA*.
 - Se la luce è accesa, spegni Silk’n SensEpi™ e riaccendolo premendo due volte l'*INTERRUTTORE DI ACCENSIONE*.
 - Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk’n SensEpi™.
- Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk’n SensEpi™.



Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk’n SensEpi™. Solo centri di riparazione autorizzati di Silk’n SensEpi™ possono eseguire riparazioni.

Aprire Silk’n SensEpi™ può esporti a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuna di queste cose può causare danni gravi al corpo e/o una ferita permanente agli occhi.

Provare a aprire Silk’n SensEpi™ può anche danneggiare l'apparecchio e annulla la garanzia.

Si prega di contattare il Servizio di Assistenza Clienti di Silk’n SensEpi™ se hai un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.

13. Servizio di Assistenza Clienti

Per ulteriori informazioni su Silk’n SensEpi™ vedi www.silkn.com.

Se il tuo Silk’n SensEpi™ è rotto, danneggiato, deve essere riparato, o per ricevere assistenza di altro tipo relativa a Silk’n SensEpi™, contatta il tuo Servizio di Assistenza Clienti locale di Silk’n SensEpi™:

1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

14. Domande frequenti

1. Silk'n SensEpil™ funziona veramente?

Sì. In prove cliniche condotte da medici, è stato provato che Silk'n SensEpil™ ottiene risultati di depilazione a lungo termine.

2. Su quali parti del mio corpo posso usare Silk'n SensEpil™?

Il dispositivo Silk'n SensEpil™ è stato progettato per depilazione completa del corpo. Le zone più comunemente trattate con Silk'n SensEpil™ sono: gambe, ascelle, braccia, linea del bikini e viso.

3. Quando dura una seduta di trattamento con Silk'n SensEpil™?

Il tempo può variare secondo la parte del corpo trattata. Depilare completamente una gamba può richiedere fino a 30 minuti, o due ascelle possono richiedere 10 minuti. Poiché Silk'n SensEpil™ usa corrente elettrica normale può essere usato quanto a lungo necessario per completare una seduta completa di depilazione della(e) parte(i) del corpo desiderata(e).

4. Silk'n SensEpil™ è sicuro?

Silk'n SensEpil™ è stato progettato tenendo in mente la tua sicurezza, e controllato e approvato dai dermatologi migliori e da chirurghi plastici per assicurare che soddisfi i loro standard di sicurezza per un apparecchio destinato all'uso casalingo. Ma come qualsiasi prodotto per la pelle o apparecchio elettronico, deve essere usato secondo le istruzioni di azionamento e le precauzioni per l'utente.

5. Silk'n SensEpil™ fa male?

Quando usato in modo corretto la maggior parte degli utenti di Silk'n SensEpil™ riferiscono di provare una leggera sensazione di calore durante l'impulso di luce. Utenti che hanno peli più spessi e scuri possono provare un leggero fastidio, ma questo fastidio si calma quando la seduta di depilazione finisce. Per la tua comodità, Silk'n SensEpil™ può essere impostato a cinque livelli diversi, che possono essere usati secondo la sensibilità della tua pelle.

6. Quanto spesso devo usare Silk'n SensEpil™?

Le sedute di depilazione con Silk'n SensEpil™ devono essere a due settimane di distanza per le prime tre o quattro sedute. Successivamente, si possono eseguire sedute di depilazione se i peli sono ricresciuti, fino a ottenere i risultati desiderati.

7. Silk'n SensEpil™ è efficace su peli bianchi, grigi o biondi?

Silk'n SensEpil™ funziona nel modo migliore sui tipi di peli più scuri, o peli che contengono più melanina. La melanina è il pigmento che dà ai peli e alla pelle il loro colore, e assorbe l'energia della luce. Il nero e marron scuro reagiscono nel modo migliore, nonostante peli marron e marron chiaro reagiscano anch'essi ma richiedano generalmente più sedute di depilazione. Il rosso può reagire a qualche livello. Peli bianchi, grigi o biondi generalmente non reagiscono a Silk'n SensEpil™ nonostante alcuni utenti abbiano notato risultati dopo svariate sedute di depilazione.

8. Posso usare Silk'n SensEpil™ su pelle marron o nera?

Non provare a usare Silk'n SensEpil™ su pelle naturalmente scura! Non funzionerà!

Silk'n SensEpil™ è un apparecchio per la depilazione basato sulla luce, che rimuove peli indesiderati influenzando in modo selettivo sul pigmento del pelo. Quantità diverse di pigmento esistono anche nel tessuto della pelle circostante. La quantità di pigmento nella pelle di una certa persona, che si manifesta nella sua carnagione, determina il grado di rischio cui si espone usando Silk'n SensEpil™. Trattare pelle scura con sistemi di depilazione basati sulla luce può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione). In Silk'n SensEpil™ è incorporato un *SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE* unico, che misura la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto durante la seduta. Quando rileva un uso su tonalità di pelle più scure, il *SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE* disabilita Silk'n SensEpil™ in modo che non emetta altri impulsi.

9. Quando vedrò risultati con Silk'n SensEpi™?

Come con qualsiasi apparecchio per la depilazione basata sulla luce o laser; i risultati non sono immediati, e di fatto è possibile che tu pensi che non è proprio successo nulla. A volte pare che i peli ricrescano dopo una seduta di depilazione, ma tipicamente dopo due settimane molti di questi peli semplicemente cadranno. Altri peli crescono in tre fasi diverse e solo peli che sono in fase di crescita attiva saranno influenzati da Silk'n SensEpi™. Questa è una delle tante ragioni che sono necessarie più sedute per ottenere il risultato desiderato.

10. Un uomo può usare Silk'n SensEpi™?

Nonostante sia stato progettato solo per donne, Silk'n SensEpi™ può essere adatto per uomini. Tuttavia, i peli degli uomini, in modo tipico quelli del petto, richiederanno più sedute di depilazione di quelli delle donne per ottenere i risultati desiderati.

11. Perché i miei peli stanno crescendo, anche se li ho trattati una settimana fa?

È abbastanza comune che sembri che i peli stiano ancora crescendo per un periodo di due settimane dopo una seduta di depilazione con Silk'n SensEpi™. Questo processo è conosciuto come "eiezione" e circa due settimane dopo vedrai che questi peli semplicemente cadono o scivolano via tirandoli leggermente (tuttavia non consigliamo di tirare i peli – lasciali cadere in modo naturale). È possibile anche che alcuni peli, a causa della mancata applicazione o delle diverse fasi della crescita, non siano stati influenzati da Silk'n SensEpi™. Questi peli riceveranno il trattamento in sessioni successive, e questo è il motivo per il quale sono necessarie più sedute di depilazione per ottenere i risultati migliori con Silk'n SensEpi™.

12. Ho sentito che alcuni peli ricrescono più chiari e più sottili dopo la depilazione basata sulla luce.

Questo fenomeno è ben documentato fra estetisti e medici che usano apparecchi basati sulla luce e sul laser per la depilazione. È possibile che qualche pelo ricresca più sottile e più chiaro dopo la depilazione con Silk'n SensEpi™. Generalmente questi peli costituiscono una piccola parte di quelli che c'erano originariamente, e un uso continuato può ottenere l'effetto desiderato su di essi.

13. Perché non posso fare il trattamento se ho una tintarella "attiva"?

Non usare Silk'n SensEpi™ su pelle abbronzata o dopo essere stata esposta al sole! La pelle abbronzata e in particolare dopo essere stata esposta al sole, contiene grandi quantità del pigmento Melanina.

Questo è valido per tutti i tipi di pelle e carnagioni, comprese quelle che non sembrano abbronzarsi rapidamente. La presenza di grandi quantità di Melanina espone la pelle a un rischio maggiore di effetti collaterali negativi quando si usa Silk'n SensEpi™, comprese scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).

14. Un uso prolungato di Silk'n SensEpi™ è pericoloso per la mia pelle?

L'uso di energia di luce e laser nella medicina estetica è stato ben documentato per più di 15 anni in giornali professionali soggetti a revisione paritaria, e da istituzioni molto rispettate come la Clinica Mayo. Questi giornali e istituzioni non hanno riferito nessun effetto collaterale o danno causato da un uso prolungato di un apparecchio basato sulla luce o laser.

15. Posso usare Silk'n SensEpi™ per rimuovere i peli dal mio mento o da altre parti del mio viso?

Silk'n SensEpi™ può essere usato per il trattamento dei peli del viso. Sul viso deve essere fatta particolare attenzione a evitare gli occhi - non usare mai Silk'n SensEpi™ intorno o vicino agli occhi. E come per altre parti del corpo deve essere fatta attenzione a evitare di esporsi al sole prima e dopo i trattamenti con Silk'n SensEpi™. Mezzi accettabili di protezione contro il sole sono vestiti che coprono l'area del trattamento o crema protettiva (SPF superiore a 50), usati continuamente per 3 settimane prima e dopo i trattamenti.

16. Quanto a lungo devo attendere prima di fare un trattamento con Silk'n SensEpi™ dopo essere stata esposta al sole senza protezione?

È necessario attendere 4 settimane prima di usare Silk'n SensEpi™ dopo essere stati esposti al sole senza protezione.

Tuttavia, se c'è anche solo un minimo dubbio relativo all'esposizione al sole si prega di contattare il medico o il servizio di assistenza clienti di Home Skinovations.

17. Devo fare qualcosa prima di usare Silk'n SensEpi™?

Prima di ogni seduta con Silk'n SensEpi™ è importante evitare di esporre al sole la zona da trattare per almeno quattro settimane. Una crema solare protettiva contro UV a alto livello (SPF 50+) aiuta, e così vestiti che coprono la zona da trattare. La zona da trattare deve anche venire pulita con un sapone neutro e acqua, e i peli devono essere rasi a livello della pelle.

18. Come devo curare la zona del trattamento dopo l'uso di Silk'n SensEpi™?

La zona trattata con Silk'n SensEpi™ deve venire pulita e curata con prodotti standard per la cura della pelle. Deve essere posta una particolare attenzione a evitare l'esposizione al sole non protetta. Creme solari protettive (SPF 50+) e vestiti che ricoprono la zona costituiscono una protezione adatta contro il sole.

19. Devo strappare i peli dopo il trattamento?

No, lascia che i peli cadano gradualmente da soli. Questo può richiedere fino a 2 settimane.

15. Specificazioni

| | | |
|--|-----------------|--|
| Specifiche, Dimensione della Luce | | 2cm x 3cm [6cm ²] |
| Velocità | | 1 impulso ogni 3,5 secondi: 1,7 cm ² /sec |
| Tecnologia | | Home Pulsed Light™ |
| Livello Massimo di Energia | | Max 5J/cm ² |
| Lunghezza d'Onda | | 475-1200nm |
| Tempo di Ricarica / Fonte di Corrente | | Operazione continua |
| Requisiti Elettrici | | 100-240VAC, 2A |
| Tempo Necessario per Trattare la Parte Inferiore delle Gambe | | 30 minuti |
| Azionamento e Sicurezza | | Un nuovo sensore del colore della pelle assicura che l'apparecchio venga usato solo su carnagioni adatte. La punta del sensore di sicurezza consente di raggiungere la massima sicurezza e controllo. Facile da usare. |
| Dimensioni della Confezione | | 22cm x 22cm x 13cm |
| Temperatu | Operativo | 10 to 40°C |
| | Immagazzinaggio | -40 to +70°C |
| Umidità relativa | Operativo | 30 to 75%rH |
| | Immagazzinaggio | 10 to 90%rH |
| Pressione atmosferica | Operativo | 700 to 1060hPa |
| | Immagazzinaggio | 500 to 1060hPa |

16. Etichette



Attrezzatura di Classe II

Grado di protezione contro scossa elettrica: parte applicata di tipo BF

WEEE - Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Marchio CE

Seguire le istruzioni di azionamento

Marchio CSA per USA e Canada

Grado di protezione contro entrata di acqua: normale

Questo apparecchio non è adatto per essere usato in presenza di miscele anestetiche infiammabili con aria o

Ossigeno o Ossido Nitroso



La FCC vuole che tu sappia

Questa attrezzatura è stata controllata e trovata compatibile con le limitazioni per un apparecchio digitale di Classe B, conformemente alla Parte 15 delle regole della FCC.

Queste limitazioni sono progettate per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa attrezzatura genera, usa e può irradiare energia di frequenza radio e, se non installata e usata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose a comunicazioni radio. Tuttavia, non ci sono garanzie che non ci siano interferenze in un'installazione particolare. Se questa attrezzatura causa interferenze dannose a ricezione radio e televisiva, cosa che può essere stabilita spegnendo e riaccendendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a provare a risolvere il problema dell'interferenza in uno dei modi seguenti:

- Orientare in modo diverso o spostare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza fra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

Avviso FCC

Modifiche non approvate espressamente dal fabbricante annullano il permesso dell'utente a azionare l'attrezzatura in base alle Regole della FCC

Dichiarazione di Conformità della CE

Noi Home Skinovations Ltd. dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che i prodotti per il trattamento casalingo della pelle

Nome del Marchio: Home Skinovations

Nome del Modello **Numero del Modello**

Silk'n AS101496A

SensEpil AS101500A

sono pienamente conformi con i requisiti essenziali della Direttiva EMC 2004/108/EC e la Direttiva per la Bassa Tensione 2006/95/EC

RF: EN 300330-1:(2002-12)
EN 300330-3:(2006-04)

EMC: EN 61000-3-2:2000; (A2:2005)
EN 61000-3-3:1995; (A1:2001)
EN 55014-1:2000; (A2:2002)
EN55014-2:1997; (A1:2001)
EN 301489-1:(2004)
EN 301489-3:(2002)

Sicurezza Elettrica: EN 60335-1:2002; (A1:2004;A12:2006)
EN 50415:2003

Geautoriseerde vertegenwoordiger: Duotec Medical GmbH. Dr. Kurt Huber Str. 6, D-82031 Grünwald, Germany

Persona di Contatto: G.M. Hans Edel

Fabrikant: Home Skinovations Ltd. 4 Hacharoshet St., Kfar Saba P.O.B. 7028, Israel, 44640

Tel: (972) 9 7678807 | Fax: (972) 9 7678808



Gabi Lavi

Bedrijfsleider
Yokneam, Israele
12 Juli, 2009



G.M. Hans Edel

Bedrijfsleider
Europa
12 Juli, 2009

HomeSkinovations

Apolo Building, ShaarYokneam POB 533,Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com
tel. +972-4-9097470, fax +972-4-9097471, info@silkn.com, contact@silkn.com

Avvio Veloce

Impostazione di Silk'n SensEpi™

1. Rimuovi l'UNITÀ DI BASE, l'APPLICATORE e le altri componenti dalla confezione.
2. Verifica che l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA sia inserita in modo corretto nell'APPLICATORE.
3. Inserisci il cavo di alimentazione nella presa dell'UNITÀ DI BASE di Silk'n SensEpi™.
4. Inserisci l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa elettrica. La LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI STAND BY si accenderà. Il tuo Silk'n SensEpi™ è pronto per l'uso.

Primo Trattamento con Silk'n SensEpi™

La pelle deve essere rasa, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti.

5. Premi l'INTERRUTTORE DI STANDBY/ACCENSIONE. Si accenderà la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È ACCESO, e si comincerà a sentire il rumore di un ventilatore (simile al rumore di un fon).
6. Circa 4 secondi dopo aver premuto l'INTERRUTTORE DI STANDBY/ACCENSIONE, si accenderà la LUCE CHE INDICA LO STATO DI PRONTO e l'apparecchio emetterà un bip. L'apparecchio si imposta in modo da emettere impulsi del livello di energia più basso. L'apparecchio è allora pronto affinché tu possa emettere il primo impulso.
7. Se il livello di energia deve essere più alto di quello minimo, premi i PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA usando "-" o "+" rispettivamente per diminuire o aumentare il livello di energia, fino all'impostazione del livello di energia desiderato. Le LUCE INDICATRICI DEL LIVELLO DI ENERGIA coincidono con l'impostazione del livello di energia (Vedi cornice "Livello di Energia").
8. Applica con fermezza l'APPLICATORE alla pelle, assicurandoti che la pelle sia distribuita in modo uniforme e scorrevole. Accertati che la PUNTA DELL'APPLICATORE sia completamente a contatto con la pelle.
9. Premi il PULSANTE DI IMPULSO. L'apparecchio stabilirà innanzitutto il colore della tua pelle.
Se il colore della pelle è abbastanza chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio emetterà un lampo di impulso di luce sulla tua pelle. Vedrai un lampo luminoso e contemporaneamente sentirai un leggero suono, che è un rumore che viene emesso normalmente dall'apparecchio. Puoi sentire una lieve sensazione di calore e formicolio. Silk'n SensEpi™ si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo. Dopo 3,5 secondi la LUCE INDICATRICE DELLO STATO DI PRONTO si riaccenderà e l'apparecchio emetterà un bip.
10. Rimuovi la PUNTA DELL'APPLICATORE dalla zona di pelle trattata.
11. Sposta la PUNTA DELL'APPLICATORE su un'altra zona di pelle. Usa i segni di pressione che l'apparecchio ha appena fatto sulla tua pelle per guidarti a emettere l'impulso successivo nella posizione giusta, evitando sia intervalli che sovrapposizione di impulsi (Vedi cornice "Copertura delle zone di pelle").
12. Ripeti il processo cominciando nuovamente dal Passo 5.



PB101755A